

## Γιατί Το Σύστημα Συμπίεσης **VIMAFLEX Q-6000**;




Το σύστημα συμπίεσης WONJIN συνίσταται για τη διακεκομμένη συμπίεση στο σύστημα των φλεβών (άνω και κάτω άκρων), προλαμβάνοντας με αυτόν τον τρόπο την φλεβική θρόμβωση-ανεπάρκεια, που μπορεί να δημιουργηθεί κατά την διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων και μετά.

### <Ενδείξεις>

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Λεμφοίδημα</li><li>• Παράλυση άκρων (εγκεφαλικό)</li><li>• Σπασμοί στα άκρα (κλινική πόνου)</li><li>• Διαχείριση των άκρων στις εγκυμονούσες</li><li>• Χρόνιες παθήσεις των φλεβών</li><li>• Λιποδιάλυση</li><li>• Ρευματοειδή αρθρίτιδα</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Βελτίωση των εντέρων, διάλυση δυσκοιλιότητας</li><li>• Μουδιασμένα άκρα</li><li>• Διευθέτηση του άγχους</li><li>• Νόσοι λόγω διακοπής στην κυκλοφορία του αίματος</li><li>• Επίδραση της άσκησης</li><li>• Φλεβική θρόμβωση</li><li>• Πρόληψη και θεραπεία κίρρωσης</li></ul> |
|--|---|

### Αποτελέσματα μετά την χρήση



Αλλάζει η θερμοκρασία στην επιφάνεια του δέρματος όπως βλέπουμε στην φωτογραφία, επειδή προωθείται η κυκλοφορία του αίματος και ο μεταβολισμός ενεργοποιείται από την πίεση και το μασάζ που ασκούν τα μηχανήματα στα άκρα.